
Centrifugas de gran capacidad

Modelo Jano

- ✓ Centrifuga de mesa de gran seguridad y estabilidad completamente digital con motor a inducción Modelo Jano, Marca Zelian.
- ✓ Sistema de seguridad eléctrica acorde a las normas internacionales.
- ✓ Sistema de bioseguridad acorde a las normas internacionales con gabinete metálico pintado con pintura horneada de alta resistencia a golpes y ralladuras, de acabado mate.
- ✓ Cámara de centrifugación, tapa y contratapa de acero inoxidable; lo que facilita su limpieza con detergentes especiales sin riesgos de corrosión.
- ✓ Totalmente controlada por microprocesador digital de última generación que permite programar en su pantalla de cristal líquido LCD hasta 10 programas de centrifugación, frenado, RPM, fuerza G, tiempo y detección de fallas.
- ✓ Motor asíncrono libre de mantenimiento controlado por variación de frecuencia.
- ✓ Panel de control de policarbonato, con teclado de membrana altamente resistente al polvo y la humedad ambiente.
- ✓ 10 ciclos de operación, programables y almacenables en memoria.
- ✓ Programación de velocidad con resolución de 10 RPM.
- ✓ Programación de tiempo de 0 a 99 minutos.
- ✓ Tapa del recinto de centrifugación con traba electromagnética que no permite su apertura mientras esta en funcionamiento la cual se libera con el rotor detenido.
- ✓ Detención automática de la corrida en caso de falla o desbalanceo excesivo.
- ✓ Manual de servicio y mantenimiento en español.
- ✓ Corriente de alimentación 220V 50 HZ.
- ✓ Garantía, 12 meses.
- ✓ Fabricado bajo normas ISO 9001:2000
- ✓ Industria Argentina.



Precio del equipos con rotores y adaptadores para Jano

Modelo	Descripción
JANO 4815	Centrífuga de mesa modelo Jano con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 48 tubos de 15 ml. (3500 RPM con este rotor)
JANO 8010	Centrífuga de mesa modelo Jano con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 80 tubos de 8 ml. (3500 RPM con este rotor)
JANO 850	Centrífuga de mesa modelo Jano con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 8 tubos de 50 ml. (3000 RPM con este rotor)
JANO 4100	Centrífuga de mesa modelo Jano con rotor oscilante y adaptadores con capacidad para 4 vasos de 100 ml o 250 ml. (3000 RPM con este rotor)



EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

