

BALANZAS DE PRECISION LINEA HZT

- * Capacidades desde 300 A 6000 g
- * Resolución interna: 1/300000
- * Responde rápidamente con los pesos exactos
- * Aplicación de pesaje, Conteo de piezas y porcentuales)
- * RS232 para conexión a computadora ó impresora.



HZT-A+



HZT-A



HZT-B/C

Especificaciones Generales



Modelo	HZT-A+300	HZT-A300	HZT-A600	HZT-A1000	HZT-A3000	HZT-B3000	HZT-B6000
Capacidad Máx.	300 g	300 g	600 g	1000 g	3000 g	3000 g	6000 g
Resolución dd=	0,0001 g	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,01g	0,1 g	0,1 g
Clase	I	II	II	II	II	II	II
Div. (n)	300000	30000	60000	100000	300000	30000	60000
Display	Dígitos de 20 mm alto, LCD						
Plato	80 mm Diam.	133 mm Diam.			156x156 mm	168 X 168 mm	
Cubierta	Plato de Acero Inoxidable						
Temp. oper.	15°C hasta 30°C						
Energía	Opcional Adaptador 220V 12 Vcc						