

- DESTILADORES ELÉCTRICOS DE AGUA.**
- CONSTRUIDOS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE.**
- CAÑOS DE CONDENSACIÓN DE VIDRIO.**
- RESISTENCIA INOX. BLINDADA.**
- CON CORTE AUTOMATICO POR FALTA DE AGUA.**
- LEEDS INDICADORES Y ALARMA SONORA.**
- SIN CORTE POR FALTA DE AGUA.**
- EN 220V Y 380V.**

\*2 LITROS SIN CORTE AUTOMÁTICO

\*2 LITROS CON CORTE AUTOMÁTICO

\*4 LITROS SIN CORTE AUTOMÁTICO

\*4 LITROS CON CORTE AUTOMÁTICO

\*6 LITROS SIN CORTE AUTOMÁTICO

\*6 LITROS CON CORTE AUTOMÁTICO

\*8 LITROS SIN CORTE AUTOMÁTICO

\*8 LITROS CON CORTE AUTOMÁTICO