

PH METROS - CONDUCTIMETROS - OXIGENO DISUELTO

POLARIMETROS - AGITADORES MAGNETICOS

PH METROS Y CONDUCTIMETROS DE MANO A PRUEBA DE AGUA



Item No.	Descripción
PHSCAN10	pH 0.0 - 14.0 pH 0.2pH
PHSCAN20	pH 0.0 - 14.0 pH 0.2pH
PHSCAN30	pH 0.0 - 14.0 pH 0.2pH temperatura compensada 0-60°C +/- 1°C
ECSCAN20	0.0-199.9uS/cm. +/- 1% F.S Temperatura 0 - 50°C +/- 1°C
ECSCAN30	0-1999.9uS/cm. +/- 1% F.S Temperatura 0 - 50°C +/- 1°C
ECSCAN40	0.00-19.99mS/cm. +/- 1% F.S Temperatura 0 - 50°C +/- 1°C

PH METRO Y MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO TIPO PORTATIL



Item No.	Descripción
BANTE220	pH: - 2.00 - 16,000pH, +/- 0,01pH / mV: 0- +/- 1999mV, +/- 2mV
BANTE221	pH: - 2.00 - 16,00pH, +/- 0,01pH / ORP: 0- +/- 1999mV +/- 2mV Temp./comp.
BANTE820	D0: 0.0-20.0mg/L Saturacion: 0.0-200.0 %c +/- 10,0% Temp.0.0 - 50.0°C
BANTE821	D0: 0.00-20.00mg/L Saturacion: 0.0-20.0.0 %c +/- 10,0% Temp.0.0 - 50.0°C

PH METRO Y MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO DE MESA



Item No.	Descripción
PHS25CW	pH: - 0.00 - 14,00pH, +/- 0,05pH / mV: 0- +/- 1999mV, +/- 10mV
PHS-3CW	pH: - 0.00 - 14,00pH, +/- 0,01pH / mV: 0- +/- 1999mV, +/- 2mV
PHS-38W	pH: - 2.00 - 16,00pH, +/- 0,01pH / mV: 0- +/- 1999mV, +/- 2mV Temp./comp.
BANTE922	pH: - 2.000 - 16,000pH, +/- 0,005pH / ORP: 0 - +/- 1999.9mV, +/- 0.2mV Temp. 1-100.0°C +/- 0,3°
BANTE930	pH: - 2.000 - 16,000pH, +/- 0,002pH / ORP: 0 - +/- 1999.9mV, +/- 0.2mV pX. 0.0000-14000pX +/- 0.002pX (0-19999ppm +/- 0,5) Temp. 1-100.0°C +/- 0,3°
DDS-11AW	RANGO: 0 to 1.999, 19.99, 199.9, 1999uS/cm, 19.99, 199.9mS/cm PRECISION ±1.5%

CONDUCTIMETRO DE MESA

POLARIMETROS



Item No.	Descripción
WXG-4	MANUAL RANGO +/-180° . +/-0,05° Tubos de 100/200mm
WXG-5	SEMIAUTOMATICO RANGO +/- 180° . +/-0,02° Tubos de 100/200mm
WZZ-2A	AUTOMATICO RANGO +/- 45° . +/-0,02° Tubos de 100/200mm

AGITADORES MAGNETICOS



Item No.	Descripción
JB-1A	Volumen 2000 ML - 0/1250rpm.
MS200	Volumen 2000 ML - 0/1250rpm- Timer: 999 minutos
MS300	Volumen 2000 ML - 0/1250rpm- Timer: 999 minutos- Temp.:0-300°C
MS400	Volumen 2000 ML - 0/1250rpm- Timer: 999 minutos- Temp.:0-400°C

LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
 LOS PRECIOS DE ESTA LISTA NO INCLUYEN EL IVA 10,5%
 LOS PRECIOS PUEDEN SER MODIFICADOS SIN PREVIO AVISO