


TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA CON CUBA DE ACERO INOXIDABLE



Características Técnicas:

Rango de temperatura: Ambiente + 5°C a 100° C.

Regulación: Termostato hidraulico analógico.

Lectura de Temperatura: Termómetro de mercurio (no incluido)

Ajuste de Temperatura: Analógico

Estabilidad de temperatura: +/- 0,5° C.

Bomba de circulación: Caudal máximo 6 L / min. a h = 0

Seguro sobretemperatura: Termostato hidráulico variable.

Conexión para: 220 V. 50 / Hz.

Capacidad de la cuba: 8, 12 o 20 litros. A pedido otras medidas (Opcional Gradillas)

Materiales de la cuba: Acero inoxidable 18/8 AISI 304

**Catálogo N° 7001
con cuba de acero
inoxidable**

Distribuidor Oficial