


Baños termostáticos y cabezales de circulación
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.

39 años en la fabricación de aparatos para laboratorio



TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVP



Características Técnicas:

Rango de temperatura: Ambiente + 5°C a 65° C.

Control de temperatura: Electrónico proporcional.

Lectura de Temperatura: Termómetro de mercurio (no incluido)

Posee 3 puntos fijos: 25° - 37° - 56°C

Estabilidad de temperatura: +/- 0,1° C.

Bomba de circulación: Caudal máximo 6 L / min. a h = 0

Seguro sobre temperatura: Termostato hidráulico variable.

Conexión para: 220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7003

Distribuidor Oficial