


Destilador eléctrico Rolco Junior

TECNOLOGIA Y CALIDAD

- ⊗ *Para la producción de agua destilada exenta de Pirógenos*
- ⊗ *Calefacción eléctrica de inmersión, blindada en vaina de acero inoxidable*
- ⊗ *Pre calentamiento por contracorriente*
- ⊗ *Desgasificación*
- ⊗ *Económico y de exacto rendimiento*
- ⊗ *Tipo Hongo*
- ⊗ *Caldera, tapa, condensador y trampa de vapor en acero inoxidable*
- ⊗ *Monoblock de bronce fundido y estañado*
- ⊗ *No requiere instalación especial*



GARANTIA

- ⊗ *Garantía Escrita por 12 meses*
- ⊗ *Provisión asegurada de repuestos*

MODELOS

- ⊗ *DEA 2 - Rendimiento 2 Litros/H - 1500 W*
- ⊗ *DEA 4 - Rendimiento 4 Litros/H - 3000 W*

SE CONSTRUYEN DESTILADORES CON CORTE AUTOMATICO POR FALTA DE AGUA A PARTIR DE 6 LITROS DE RENDIMIENTO HORA

ROLCO S.R.L., desde 1949, siempre a su servicio