

BALANZAS DE PRECISION LINEA PTS

- * Capacidades desde 200g a 10.000g
- * Resolución interna: 1/30000
- * Responde rápidamente con los pesos exactos
- * Aplicación de pesaje, Conteo de piezas y porcentuales)
- * RS232 para conexión a computadora ó impresora.



Especificaciones Generales



Modelo	Capacidad	d=	Tamaño Plato	Clase	Comunicacion	Funciones
PTS-A+100	100g	0.001g	Ø 80	I	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-A+200	200g	0.001g		I	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-A+300	300g	0.001g		I	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-A600	600g	0.01g	Ø 133	II	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-A1000	1000g	0.01g		II	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-A2000	2000g	0.01g		I	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-B3000	3000g	0.1g	168×168	II	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-B6000	6000g	0.1g		II	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje
PTS-B10000	10000g	0.1g		II	RS232	Pesadora/Contadora/Porcentaje