



Centrífuga LANCET de microhematocrito H120 II – DIGITAL

Especificaciones:

Fuente de alimentación: 220 V 50 Hz

Velocidad máxima: 12000 rpm/min

Potencia de salida: 100 W

Potencia de entrada: 230 V

PCF máx.: 15300 × g

Capacidad: 24 tubos, Φ 1,5 mm × 75 mm (24 tubos capilares)

Tiempo de arranque: <1 min

Tiempo de frenado: <2 min

Rango de tiempo: 1 ~ 99 min

Tipo de rotor: tipo oscilante

Dimensiones: 280 (L) × 310 (An) × 265 (Al) mm

Peso neto: 10 kg