

## MICROSCOPIO MONOCULAR LANCET



**XSP-02**

**Lancet**  
INSTRUMENTS

Item N°	OPTICA	OCULARES	OBJETIVOS	LUZ	PLATINA	CONDENSADOR	AUMENTOS
<b>WYSK</b>	Portatil			SI	Medición		100x
<b>B400</b>	Acromatica Estativo plástico de luz a pila	10	4/10/40x	SI	Cuadrada	Disco	400x
<b>L-16</b>	Acromatica Estativo de fundicion con luz incorporada (incandecente o dicroica) SIN CHARRIOT	10/16	4/10/40x	SI	Cuadrada	Disco	640x
<b>XSP-200</b>	Acromaitico Estativo de fundicion inclinable con espejo opcional luz	5/12,5x	16	NO	Cuadrada	Disco	200x
<b>XSP-02</b>		10/16	4/10/40X	NO	Cuadrada	Disco	640x Estativo de fundicion inclinable con espejo opcional luz
<b>XSP-03</b>	Acromatica Estativo de fundicion inclinable con espejo opcional luz	10/12,5	10/40/100x	NO	Charriot	NA1.25	1250x
<b>XSP-42</b>	Acromatico Estativo de fundicion inclinable con espejo opcional luz	10x	4/10/40x	SI	Charriot	NA0.65	400X
<b>L101</b>	Acromatica Estativo de fundicion inclinable con luz LED, doble.	10/16x	4/10/40x	NO	Redonda	Disco	640x
<b>L790</b>	Acromtica Estativo metalico robusto con luz LED regulable	10	4/10/40/100x	SI	Charriot	NA1,25	1000x
<b>XSP-128A</b>	Acromatica Estativo metalico robusto con luz halogena regulable	10	4/10/40x	SI	Cuadrada	NA1.25	400X
<b>XSP-128B</b>	Acromatica Estativo metalico robusto con luz halogena regulable	10	10/40/100x	SI	Cuadrada	NA1.25	500x
<b>XSP-103</b>	Acromtica Estativo metalico robusto con ESPEJO	10/12,5x	4/10/40x	NO	Charriot	NA1,25	500x
<b>XSP-104</b>	Acromatica Estativo robusto metalico con luz halogena regulable	10	4/10/40/100x	SI	Deslizable	NA1.25	1000x
<b>XCL-100</b>	Acromatica	10 R	10x	SI	Impronta		100x
<b>XCL-20</b>	Plano	10 R	2x	SI	Impronta		20x

Opcional por luz XSP

Opcional por charriot XSP



**XSP-128**

**Lancet**  
INSTRUMENTS