

Series MW Micro-Balanza



MW - 120 / 1200



MW - II

CARACTERISTICAS

- Modelos 120 × 0.01gr & 1,200 × 0.1gr
- Alta precisión (resolución externa: 1/12,000)
- Diseño compacto y fácil de uso
- Alimentación con DC (Adaptador incluido)
- Modos de peso directo convertible y de conteo
- Display LED de fácil lectura
- Teclado con toque suave

ESPECIFICACIONES

Modelo	MW-120	MW-1200
Capacidad	120 × 0.01gr	1200 × 0.01gr
Tara Máxima	99.99gr	999.9gr
Dígitos	Peso (6 Dígitos)	
Alimentación	DC 12V / 300mA (Con Adaptador)	
Consumo de Energía	Aprox. 2.5W	
Tamaño de Bandeja (mm)	∅ 110	∅ 150
Dimensiones (mm)	184 (A) × 237 (L) × 80 (a)	
Peso del Producto	1.25kg / 2.75lb	

CARACTERISTICAS

- Alta resolución (Resolución externa: 1/20,000, 1/30,000)
- 10 unidades de pesaje seleccionables
- Apagado automático
- Reloj de tiempo real
- Interfaz: RS-232C
- Opcionales: Batería recargable (7.2V / 700mA)
Display posterior, Iluminación posterior

ESPECIFICACIONES

Modelo	MW - II			
Capacidad	200 × 0.01g	300 × 0.01g	2kg × 0.1g	3kg × 0.1g
Tara Máxima	200g	300g	2kg	3kg
Dígitos	LCD (6 Dígitos)			
Alimentación	DC 12V / 300mA / Adaptador AC 110/220V, 50/60Hz			
Consumo de Energía	0.4 Watt			
Tamaño de Bandeja (mm)	∅ 300	∅ 154 × 144.6		
Dimensiones (mm)	190 (A) × 271 (L) × 83.5 (a)			
Peso del Producto	1.03kg	3kg		