

BALANZAS ANALITICAS**CAS CAY Analytical Balances**

- Capacidad de 120 gramos a 220 gramos sensibilidad de 0.1mg
- Salida RS232 bidireccional - software GLP - Estadísticas -
- Comunicación a PC con Windows a Excel o Word sin software adicional
- Software para peso específico Opcional el KIT
- Conteo de partes -
- Display grafico con indicacion de cargas

Item No.	Descripción
CAY 220	220 g x 0.1mg, without Auto InCal [®] and Draft Shield

BALANZAS DE PRECISION**CAS CUX Series Precision Balances**

- Capacidad de 420 gramos a 8,200 gramos
- Sensibilidad de 0.001g (1.0 mg) a 0.1g (100mg)
- Comunicación a PC con Windows a Excel o Word sin software adicional
- Software para peso específico Opcional el KIT
- Conteo de piezas - Checkweighing
- Display grafico con indicacion de cargas

Item No.	Descripción
CUX 420 H	420 g x 0.001g, without InCal and with Draft Shield
CUX 620 H	620 g x 0.001g, without InCal with Draft Shield
CUX 4200 H	4200 g x 0.01g, without InCal
CUX 6200 H	6,200 g x 0.01g, without InCal

los precios no incluyen el Iva 10,5%
Los precios estan expresados en dolares estadounidenses.

BALANZAS PORTATILES**CAS MW-II y MWP Series Portable Balances**

- Capacidad de 300 gramos a 3,000 gramos
- Sensibilidad de 0.01g, a 0.1g.
- Salida RS232 bidireccional -
- Reloj en tiempo real
- 10 Unidades de peso y Conteo de partes
- Funciona a pilas

Item No.	Descripción
MW-II 300	300 g X 0,01 g
MW-II 3000	3000 g X 0,1 g
MWP-W 150	150 g X 0,005 g
MWP-W 300	300 g X 0,01 g
MWP-W 1500	1500 g X 0,05 g
MWP-H 300	300 g X 0,005 g
MWP-H 600	600 g x 0,01 g
MWP-H 1200	1200 g X 0,02 g

BALANZAS PORTATILES**CAS RE Series HAND-HELD SCALES**

- Capacidad de 250 gramos a 500 gramos
- Sensibilidad de 0.1g, a 0.2g.

Item No.	Descripción
RE 250	250 g x 0.05 g
RE 500	500 g x 0.1 g

INDICADORES Y CELDAS DE PESO INDUSTRIALES ANTIEXPLOSIVOS

Item No.	Descripción
EXP-5500A	Ex d IIB T4 Salida de cortes
EXP-2000A	Ex d IIB T4 Economical Digital weight indicator.
BSS-EX	Celdas Shear Beam de 500/1000/1500 kg
BSS-EXA	Celdas Shear Beam de 2000 Y 5000 kg
EXJB-4P	Caja Sumadora para 4 celdas
EXJB-6P	Caja Sumadora para 6 celdas

**CAS Serie ED Pesadora de precision**

- Capacidad de 3 kilogramos a 30 kilogramos
- Sensibilidad de 0,1g, a 1g.
- Salida RS232 bidireccional - a computadora impresora o etiquetadora



EDH-3	3 kg x 0,1 g
EDH-6	6 kg x 0,2 g
EDH-15	15 kg x 0,5 g
EDH-30	30 kg x 1 g
ED-3	1,5 kg x 0,5 g Y 3 kg x 1g
ED-6	3 kg x 1 g Y 6 kg x 2g
ED-15	6 kg x 2 g Y 15 kg x 5g
ED-30	15 kg x 5 g Y 30 kg x 10g

BALANZAS CONTADORAS**CAS Series Contadoras**

- Capacidad de 3 kilogramos a 30 kilogramos
- Sensibilidad de 0,1g, a 1g.
- De tres display: Peso de Muestra, Peso Total y Cantidad de Piezas
- Linea EC-II permite adicionar una base
- Salida RS232 bidireccional - a computadora impresora o etiquetadora



Item No.	Descripción
EC-3	3 kg x 0,1 g
EC-6	6 kg x 0,2 g
EC-15	15 kg x 0,5 g
EC-30	30 kg x 1 g
EC-II-3	3 kg x 0, 1 g
EC-II-6	6 kg x 0,2 g
EC-II-15	15 kg x 0,5 g
EC-II-30	30 kg x 1 g
MWP-C 300	300 g X 0,005 g
MWP-C 600	600 g x 0,01 g
MWP-C 3000	3000 g X 0,1 g

