



OhausCP214Balanza analítica

Fácil de Limpiar Analítico-aíres

corta-aíres de Pioneer está diseñado con todos los paneles de vidrio, incluyendo tres puertas correderas. todos los paneles son fáciles de quitar y reemplazar, y junto con una parte inferior de acero inoxidable, que sea rápido y fácil de limpiar.

Indicador de Nivel inicial

Pioneer ha sido diseñado con un indicador de nivel, de modo que los usuarios puedan garantizar rápidamente el equilibrio está nivelada antes de su uso.

Configuración Del Entorno de seleccionable

Tres modos de filtro y seguimiento cero ajustable ajustar el balance de la sensibilidad a las perturbaciones ambientales, o los requisitos de aplicación.

Contando con la Optimización de este modo permite al usuario contar en base a un peso de la pieza calculada. con la optimización, contando la precisión se mejora a través de auto nuevo cálculo del peso de la pieza.

Porcentaje Modo de este modo permite al usuario visualizar el peso de la muestra como un porcentaje de un peso de referencia.

Aplicación única

1. Variedades de unidades de pesaje-miligramos, gramos, kilogramos, oz, libras, oz y unidades definidas.
2. Pesaje De los parámetros ambientales-seguimiento de cero y filtrofactores ambientales, para asegurar la estabilidad de lectura en diferentes circunstancias.
4. comunicaciones RS232 interfaz estándar-fácil de conectar con la impresora, computadoras y otros periféricos

CARACTERISTICAS

| | | | |
|---------------|------|--------|-------|
| Modelo | CP64 | CP114 | CP214 |
| Capacidad | 65g | 110g | 210g |
| Legibilidad | | 0.1 mg | |
| Repetibilidad | | 0.1 mg | |
| Error lineal | | 0.2 mg | |