

## Estufas:

MODELO	Medidas Internas	Control	Utilidad	Rango T. Optimo	Vol Lts	Puertas		Medidas Externas	Estantes y Bandejas
						Exter.	Inter.		
SE33T	33 x 20 x 20	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	13	1	Lat	47 x 48 x 35	1 estante
SE33A	33 x 20 x 20	Automática	Esteril	30-200°C	13	1	Lat	47 x 48 x 35	1 estante
SE33AD	33 x 20 x 20	Aut. Digital	Esteril	50-200°C	13	1	Lat	47 x 48 x 35	1 estante
SE45T	45 x 25 x 25	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	28	1	Lat	59 x 53 x 40	1 estante
SE45A	45 x 25 x 25	Automática	Esteril	30-200°C	28	1	Lat	59 x 53 x 40	1 estante
SE45AD	45 x 25 x 25	Aut. Digital	Esteril	50-200°C	28	1	Lat	59 x 53 x 40	1 estante
SE43T	45 x 30 x 30	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	40	1	Lat	59 x 57 x 44	2 estantes
SE43A	45 x 30 x 30	Automática	Esteril	30-200°C	40	1	Lat	59 x 57 x 44	2 estantes
SE43AD	45 x 30 x 30	Aut. Digital	Esteril	50-200°C	40	1	Lat	59 x 57 x 44	2 estantes
SE60T	60 x 40 x 40	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	96	2	Lat	74 x 74 x 57	2 estantes
SE60A	60 x 40 x 40	Automática	Esteril	30-200°C	96	2	Lat	74 x 74 x 57	2 estantes
SE60AD	60 x 40 x 40	Aut. Digital	Esteril	50-200°C	96	2	Lat	74 x 74 x 57	2 estantes
SE70T	70 x 50 x 50	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	175	2	Lat	85 x 86 x 66	2 estantes
SE70A	70 x 50 x 50	Automática	Esteril	30-200°C	175	2	Lat	85 x 86 x 66	2 estantes
SE70AD	70 x 50 x 50	Aut. Digital	Esteril	50-200°C	175	2	Lat	85 x 86 x 66	2 estantes
SL17C	22 x 17 x 17	Ter.Electrónico	Cultivo	20-70°C	6		1 Vidr	33 x 39 x 29	2 estantes
SL20C	30 x 20 x 20	Ter.Electrónico	Cultivo	20-70°C	12	1	Lat 1 Vidr	47 x 49 x 35	2 estantes
SL30C	30 x 40 x 30	Ter.Electrónico	Cultivo	20-70°C	36	1	Lat 1 Vidr	47 x 70 x 46	2 estantes
SL60C	60 x 40 x 40	Ter.Electrónico	Cultivo	20-70°C	96	2	Lat 2 Vidr	79 x 78 x 57	2 estantes
SL70C	70 x 50 x 50	Ter.Electrónico	Cultivo	20-70°C	175	2	Lat 2 Vidr	90 x 89 x 69	2 estantes
SL30S	30 x 40 x 30	C/Termorreg	Secado	30-200°C	36	1	Lat	44 x 67 x 46	2 estantes
SL60S	60 x 40 x 40	C/Termorreg	Secado	30-200°C	96	2	Lat	74 x 74 x 57	2 estantes
SL70S	70 x 50 x 50	C/Termorreg	Secado	30-200°C	175	2	Lat	85 x 86 x 66	2 estantes
SO22T	22 x 17 x 17	C/Termorreg	Esteril	30-200°C	6	1	Lat	33 x 39 x 29	3 bandejas
SO25A	25 x 20 x 20	Automática	Esteril	30-200°C	10	1	Lat	38 x 43 x 34	4 bandejas
SO33A	33 x 20 x 20	Automática	Esteril	30-200°C	13	1	Lat	47 x 49 x 35	3 est, 9 ban
SL17CDB	22 x 17 x 17	Digital BLAST	Cultivo	00-80°C	6		1 Vidr	33 x 39 x 29	2 estantes
SL20CDB	30 x 20 x 20	Digital BLAST	Cultivo	00-80°C	12	1	Lat 1 Vidr	47 x 49 x 35	2 estantes
SL30CDB	30 x 40 x 30	Digital BLAST	Cultivo	00-80°C	36	1	Lat 1 Vidr	47 x 70 x 46	2 estantes
SL60CDB	60 x 40 x 40	Digital BLAST	Cultivo	00-80°C	96	2	Lat 2 Vidr	79 x 78 x 57	2 estantes
SL70CDB	70 x 50 x 50	Digital BLAST	Cultivo	00-80°C	175	2	Lat 2 Vidr	90 x 89 x 69	2 estantes
SL30SDB	30 x 40 x 30	Digital BLAST	Secado	50-200°C	36	1	Lat	44 x 67 x 46	2 estantes
SL60SDB	60 x 40 x 40	Digital BLAST	Secado	50-200°C	96	2	Lat	74 x 74 x 57	2 estantes
SL70SDB	70 x 50 x 50	Digital BLAST	Secado	50-200°C	175	2	Lat	85 x 86 x 66	2 estantes

**C/Termorreg:** Con termorregulador hidráulico, luces indicadoras y llave de corte. Sens: +-1,4°C o menor  
**Automática:** Con termorregulador hidráulico, luces indicadoras y timer (reloj de 3 horas). Sens: +-1,4°C  
**Ter.Electrónico.:** Termorregulador electrónico con regulación **Macro y Micro** y led indicador. Sens: +-0,1°C  
**Digital BLAST:** Controlador Digital de temperatura programable con el Sistema PID BLAST diseñado por "SAN JOR" de mayor precisión con doble visor. Sensibilidad: +-0,1°C  
**Aut. Digital:** Controlador Digital de Temperatura y Tiempo programable PID diseñado por "SAN JOR" con programa de Esterilización con doble visor. Indicación al grado

<b>Cajas de Ac. Inox.:</b>	
<b>Modelo</b>	<b>Medidas Largo x Ancho x Alto</b>
SC-17-7-3	17 x 7 x 3 Cm
SC-20-10-4	20 x 10 x 4 Cm
SC-20-10-5	20 x 10 x 5 Cm
SC-22-12-5	22 x 12 x 5Cm
SC-25-12-6	25 x 12 x 6 Cm
SC-28-14-6	28 x 14 x 6 Cm
SC-32-12-7	32 x 12 x 7 Cm
SC-32-15-6	32 x 15 x 6 Cm
SC-34-16-7	34 x 16 x 7 Cm
SC-35-17-8	35 x 17 x 8 Cm
SC-40-20-8	40 x 20 x 8 Cm
SC-40-20-10	40 x 20 x 10 Cm
SC-40-30-10	40 x 30 x 10 Cm
SC-45-20-10	45 x 20 x 10 Cm
SC-45-25-10	45 x 25 x 10 Cm
SC-45-30-10	45 x 30 x 10 Cm
SC-50-20-10	50 x 20 x 10 Cm

<b>Bandejas de Ac. Inox:</b>	
<b>Modelo</b>	<b>Medidas Largo x Ancho x Alto</b>
SB-23-13-5S	23 x 13 x 5 Cm
SB-27-16-5S	27 x 16 x 5 Cm
SB-31-20-5S	31 x 20 x 5 Cm
SB-34-24-5S	34 x 24 x 5 Cm
SB-23-13-5T	23 x 13 x 5 Cm c/Tapa
SB-27-16-5T	27 x 16 x 5 Cm c/Tapa
SB-31-20-5T	31 x 20 x 5 Cm c/Tapa
SB-34-24-5T	34 x 24 x 5 Cm c/Tapa

<b>Tambores de Ac. Inox.:</b>	
<b>Modelo</b>	<b>Medidas Diámetro x alto</b>
ST-12-10	12 x 10 Cm
ST-16-12	16 x 12 Cm
ST-19-14	19 x 14 Cm
ST-20-20	20 x 20 Cm
ST-24-20	24 x 20 Cm
ST-28-15	28 x 15 Cm
ST-28-20	28 x 20 Cm
ST-28-22	28 x 22 Cm
ST-30-30	30 x 30 Cm
ST-33-16	33 x 16 Cm
ST-33-25	33 x 25 Cm
ST-38-16	38 x 16 Cm
ST-38-25	38 x 25 Cm

<b>Cajas Cribadas de Ac. Inox.:</b>	
<b>Modelo</b>	<b>Medidas Largo x Ancho x Alto</b>
SC-20-10-4-P	20 x 10 x 4 Cm
SC-20-10-5-P	20 x 10 x 5 Cm
SC-22-12-5-P	22 x 12 x 5 Cm
SC-25-12-6-P	25 x 12 x 6 Cm
SC-28-14-6-P	28 x 14 x 6 Cm
SC-32-12-7-P	32 x 12 x 7 Cm
SC-32-15-6-P	32 x 15 x 6 Cm
SC-34-16-7-P	34 x 16 x 7 Cm
SC-35-17-8-P	35 x 17 x 8 Cm
SC-40-20-8-P	40 x 20 x 8 Cm
SC-40-20-10-P	40 x 20 x 10 Cm
SC-40-30-10-P	40 x 30 x 10 Cm
SC-45-20-10-P	45 x 20 x 10 Cm
SC-45-25-10-P	45 x 25 x 10 Cm
SC-45-30-10-P	45 x 30 x 10 Cm
SC-50-20-10-P	50 x 20 x 10 Cm

## Repuestos y accesorios para Estufas:

Código	Artículo
SR-0110	Termorregulador Hidráulico 50-300°C p/Est. de Esterilización y Secado
SR-0112	Termorregulador Hidráulico 50-200°C p/Est. de Esterilización y Secado <b>Nuevo!</b>
SR-0320	Reloj de <b>3</b> Horas con Alarma y Función llave de funcionamiento
SR-0120	Regulador Electrónico SAN JOR 20-70°C p/Est. de Cultivo
SR-4510	Controlador Digital SAN JOR PID Sistema BLAST
SR-4510	<b>Cambio</b> del Controlador Digital SAN JOR PID Sistema BLAST (uso normal evidente, sano físicamente)
SR-4730	Controlador Digital SAN JOR PID Temperatura y tiempo
SR-4730	<b>Cambio</b> del Controlador Digital SAN JOR PID Temperatura y tiempo (uso normal evidente, sano físicamente)
SR-2420	Contactador para SR-4510 y SR-4730
SR-2320	Sensor de temperatura PT100 para SR-4510 y SR-4730 (Clase A de 3 hilos)
SR-0200	Termómetro para Estufa SAN JOR (es necesario saber el modelo de Estufa)
SR-0400	Juego de Resistencias espiraladas (es necesario saber el modelo de Estufa)
SR-0510	Llave interruptora bipolar a Palanca
SR-0520	Llave interruptora bipolar a tecla
SR-0610	Ojo de Buey Led Ambar o Verde (Diámetro 16 mm)
<b>SR-0691</b>	<b>Buzzer (16 mm) → Alarma sonora y led de aviso por sobre temperatura para estufas DIGITALES</b>
SR-0810	Cable armado para estufa
SR-0900	Burlete de Silicona p/1 puerta
SR-1000	Puerta de Vidrio (es necesario saber el modelo de Estufa)
SR-2200	Estante Chico (es necesario saber el modelo de Estufa) hasta medida 45 x 30 x 30
SR-2207	Estante Grande (es necesario saber el modelo de Estufa) desde 60 x 40 x 40

## Varios:

Modelo	Artículo
SZ-4010	Bandeja Ac. Inox. 20 X 10 X 2
SZ-8010	Riñonera
SV-1010	Calibración de Estufa SAN JOR
SV-3010	Conversión de Estufa SAN JOR a Digital (incluye Control Digital + Sensor + Contactador + Frente de acero inox. nuevo)