

MICROSCOPIO BINOCULAR LANCET



Lancet
INSTRUMENTS



Lancet
INSTRUMENTS

Item N°	OPTICA	OCULARES	OBJETIVOS	LUZ	AUMENTOS
XSZ-107B	Acromatica	10/12,5	4/10/40/100x	SI	1250x
XSZ-207B	Acromatica	10/12,5	4/10/40/100x	SI	1250x
XSZ-2105	Acromatica	10/16	4/10/40/100x	SI	1600x
XSZ-2101C	Acromatica	10/16	4/10/40/60/100x	30W	1600x
XSZ-146	Plano . Inf.	10	4/10/40/60/100x	SI	1000x
XSZ-148	Acromatica	10	4/10/40/100x	SI	1000x
XSZ-4GA	Acromatica	10	4/10/40/100x	Koehler SI LED	1000x
L-136	Acromatica	10/12,5	4/10/40/100x	SI	1250x
LI-1200B	Infinito	10	4/10/40/100x	SI	1000x
L-1600A	Acromatica	10	4/10/40/100x	SI	1000x
L-1800B	S/Plano	10	4/10/40/100x	SI	1000x
L-2000A	Plano	10	4/10/40/100x	SI Koehler	1000x
L-2000B	Plano	10	4/10/20/40/100x	SI Koehler	1000x
L-2800B	Plano TRINOCULAR	10	4/10/20/40/100x	SI Koehler	1000X
L-3000A	Plano	10	4/10/40/100x	SI Koehler	1000x
L-3000B	Plano	10	4/10/20/40/100x	SI Koehler	1000x
L-3200A	Plano INFINITO	10	4/10/20/40/100x	SI Koehler	1000x

Opcional por cambio trinocular

Opcional por optica semi plana

Opcional por optica plana

Todos los modelos poseen un condensador NA1.25 y una platina deslizable

Los precios de esta lista no incluyen IVA (IVA 10,5%)