

MICROSCOPIO ESTERIOSCOPIOS LANCET

Lancet
INSTRUMENTS



Item N°	OCULARES	OBJETIVOS	LUZ	DIST. FOCAL MM.	AUMENTOS
XD1-1 MONO	10x	2x	NO	80/61	20
STX	10x	2x	SI	75/55	20x
XTX-1A	10x	2/3/4x	NO	80/61	20 o 30 o 40 X
XTX-2A	10x	2 o 3 o 4x	NO	80/61/57	20 o 30 o 40x
XTX-2C	10x	2 o 3 o 4x	2 Luces	80/61/57	20 o 30 o 40x
XTX-3C	10x	1 y 3x o 2 y 4x	2 Luces	57	10 y 30 o 20 y 40x
XTX-7C W	10x	2 y 4x	2 Luces	76	20 y 40x
XTX-9C	10x	3 y 4x	3 Luces	76	21 y 40x
ZTX-10	10X	2 Y 4 X	sin	76	20 y 40x
ZTX-20	10x	2 y 4x	2 Luces	80	20 y 40x
DTX-6W	10 X	2X Y 4 X	2 Luces	con camara 1.3	20 y 40x
DTX-C2	10 x	1/4 x zoom	2 Luces	con camar 1.3	40 x
DTX-21 LED	10x	2 y 4x	2 Luces	91	20 y 40x
CTX-D (flex)	10x	2x	sin	90	20x
CD-2	10x	1x	1 Luz	250	10x
NSZ-810	10X	0,8x/8x	2 Luces	113	80x
ZTX-SI MONO	10x	0,7/4,5x	2 Luces	90	45x
ZTX-SI-C2 MONO	10x	0,7/4,5x	2 Luces	90	45x
ZTX-S2-MONO	10x	1/4x	2 Luces	90	40x
ZTX-E	10x	1/4x	2 Luces	85	40x
ZTX-EC2	10x	1/4x	2 Luces	85	40x
ZTX-3E TRINO	10x	1/4x	2 Luces	85	40x
ZTX-3E-C2 TRINO	10x	1/4x	2 Luces	85	40x
LCD-600Y(lcd)	10x	0,75x / 6.0x	sin	90	60
LBX	10x	0,75/5x	2 Luces	113	50x
LBX T LUZ ANULAR	10x	0,75/5x	2 Luces	113	50x
LBX T	10x	0,75/5x	2 Luces	113	50x
MZS0745L	10x	0,7/4,5x	2 Luces	76/52	45x
MZS0745TL TRINO	10x	0,7/4,5x	2 Luces	76/52	45x
SZ845-3 LED	10x	0,7/4,5x	3 Luces	76/53	45x
ZXT-T2 BINO	10x	0,8/4,5x	2 Luces	76/52	45x
ZTX-T3 TRINO	10x	0,7/4,5x	2 Luces	76/52	45x
XTB-A	10/20X	1/4x	2 Luces	85	160x
XTL-IT TRINO	10/20X	1/4x	2 Luces	85	160x

ACCESORIOS

Par de oculares 5/10/20x (con el microscopio)

Par de oculares 25x (Microscopio LBX)

Par de oculares 10/20x (microscopio XTB)

Lente barlow 0,5/0,75/1/1,5/2 x

Ocular divisor

Ocular divisor (para XTB-A)

Objetivos 2x/3x

Objetivos 4x

Objetivos 6x

Objetivos Largo 0,5/1x (C2D)

Pinza (joyeria)

Platina (movimiento en cruz)

Platina (micrométrica)

Condensador campo oscuro

