


BALANZAS DE PRECISION SERIE EHB & IHB

- * Resolución externa de hasta 300.000
- * Responde rápidamente con los pesos exactos
- * 7 teclas de membrana con relieve
- * Los programas de aplicación incluyen: recuento de piezas, pesada porcentual Acumulación, conversión de unidades.
- * Batería proporciona hasta 40 horas de uso continuo
- * Cabina corta viento estándar
- * Plato de acero inoxidable estándar
- * Barra indicador de capacidad gráfica
- * RS-232 estándar pueden conectarse a una impresora o computadora
- * Interfaz USB opcional, bluetooth y por debajo de un peso
- * Los modelos **IHB** pesa de calibración interna



Especificaciones Generales

Modelo	EHB			IHB		
Display	Dígitos de 16.5mm alto, LCD, fondo iluminado					
Capacidad Máx.	200g	300g	3000g	200g	300g	3000g
Resolución (dd=dt)	0.001g	0.001g	0.01g	0.001g	0.001g	0.01g
Clase	I	I	II	I	I	II
Div. (n)	200000	300000	300000	200000	300000	300000
Plato	Φ80mm;	Φ80mm;	Φ120mm;	Φ80mm;	Φ80mm;	Φ120mm;
Cubierta	Plástico ABS - Plato Inox					
Temp. oper.	5°C hasta 40°C					
Energía	Transformador de voltaje amperaje 12V/500mA Batería recargable 6V/1.2A					
Calibración	Externa			Interna		